



More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,C69](http://radwag.com/br/info,w1,C69)

## Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 mg - 2 kg), estojo plástico

OK-102-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Classe OIML             | E2                       |
| Construção              |                          |
| Material                | aço inoxidável           |
| Peso                    | 6 111,11 g               |
| Valor nominal           | 1 mg – 2 kg              |
| Quantidade              | 27 entradas optoisoladas |