



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,C69](https://radwag.com/de/info,w1,C69)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 2 kg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6 111,11 g
Nominalwert	1 mg - 2 kg
Anzahl	27 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel