



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,CAI](http://radwag.com/pl/info,w1,CAI)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 100 g), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 211,11 g

Wartość nominalna 1 mg - 100 g

Ilość 21 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle