



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,CAI

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 100 g), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 211,11 g

Wartość nominalna 1 mg – 100 g

Ilość 21 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle