



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,CAI

## F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 100 g), tahta kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Stainless steel
Ağırlık	211,11 g
Nominal değer	1 mg - 100 g
Quantity	21 pcs

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar