



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,CBG](http://radwag.com/fr/info,w1,CBG)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 100 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	211,11 g
Valeur nominale	1 mg - 100 g
Nombre	21 pièces

## Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux