



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,CBK](https://radwag.com/de/info,w1,CBK)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen 1000 kg - Servicekoffer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	1000 kg

## Kompatibel mit

Pinsel