



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,CBP

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 2 kg), Holz-Etui

OK-201-0048



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6 110 g
Nominalwert	1 g – 2 kg
Anzahl	15 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel