



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,CBP

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 2 kg), Holzetui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 6 110 g |
| Nominalwert | 1 g - 2 kg |
| Anzahl | 15 St. |

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself