



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,CBP](https://radwag.com/fr/info,w1,CBP)

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 2 kg), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

#### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

#### Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 6 110 g

Valeur nominale 1 g - 2 kg

Nombre 15 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux