



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,CBP](https://radwag.com/pl/info,w1,CBP)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 6 110 g

Wartość nominalna 1 g - 2 kg

Ilość 15 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle