



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,CDS

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 500 g), boîte en bois

OK-201-0056



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1 111,11 g
Valeur nominale	1 mg - 500 g
Nombre	24 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux