



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,CXS](http://radwag.com/de/info,w1,CXS)

# SA/APP/C - Antivibrationstisch für APP-Waagen und -Komparatoren



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Wägebereich	150 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße	710×470×225 mm
Nettogewicht	128 kg
Bruttogewicht	142 kg
Länge	710 mm
Breite	470 mm
Höhe	225 mm

## Kompatibel mit

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

# Abmessungen des Geräts

