



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,CXS

SA/APP/C - Antivibrationstisch für APP-Waagen und -Komparatoren



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Konstruktion | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Konstruktion | pulverbeschichteter Stahl St3S |
| Wägebereich | 150 kg |
| Physikalische Parameter | |
| Verpackungsgröße | 710×470×225 mm |
| Nettogewicht | 128 kg |
| Bruttogewicht | 142 kg |
| Länge | 710 mm |
| Breite | 470 mm |
| Höhe | 225 mm |

Kompatibel mit

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

Abmessungen des Geräts

