



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,CXS

Table antivibratoire SA/APP/C pour comparateurs de masse

WX-002-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséacier St3S
Load-bearing capacity	150 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	710×470×225 mm
Masse nette	128 kg
Masse brute	142 kg
Longueur	710 mm
Largeur	470 mm
Hauteur	225 mm

Compatible avec (Additional Fee)

Comparteur manuel de masse APP 5Y.KO

Comparteur manuel de masse 5Y.PM.KB

Dimensions d'appareil L x P x H

