



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,D5Z

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 200 g), tahta kutuda

OK-501-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 611,11 g

Nominal değer 1 mg – 200 g

Quantity 23 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar