



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,DEZ

Powerbank ZR-03/1

WX-015-0319



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry elektryczne	
Zasilanie	Micro USB: DC 5V/2A, 9V/2A Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1,5A
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	153×69×42 mm
Wymiary opakowania	230×190×80 mm
Masa netto	645 g
Masa brutto	0,78 kg



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga wielofunkcyjna C32
Waga platformowa C315

Wagi PS 5Y do KTP
Waga precyzyjna PS R2.H
Waga precyzyjna WTC
Waga precyzyjna CY10
Waga osobowa C315.OW

Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wagi WLY do KTP
Waga analityczna AS X7
Waga niemowlęca C315.D
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga precyzyjna WLC X7
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Waga platformowa C315.4
Waga precyzyjna C32.PM
Waga osobowa C315.O
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Waga analityczna XA 5Y.A
Wagi paletowe C315.4P
Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Waga analityczna AS 5Y

Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi pocztowe do paczek
Przewody RS 232, RS 485
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Powerbanki
Waga krzeselkowa C315.K
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Waga łózkowa najazdowa C315.8B