



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,DNB](https://radwag.com/de/info,w1,DNB)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 100 g), Holz-Etiu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | F2        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Gewicht                  | 210 g     |
| Nominalwert              | 1 – 100 g |
| Anzahl                   | 9 St.     |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel