



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,DNB

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 100 g), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                 |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı             | F2              |
| Konstrüksiyon           |                 |
| Malzeme                 | Paslanmaz çelik |
| Ağırlık                 | 210 g           |
| Nominal değer           | 1 – 100 g       |
| Quantity                | 9 adet          |

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar