



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,DQ9](https://radwag.com/pl/info,w1,DQ9)

## Końcówki BT 300 µl - 1000 szt.



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Końcówki do pipet OMNITIP™ BT 300 µl to wysokiej jakości akcesoria laboratoryjne przeznaczone do precyzyjnego pipetowania. Zaprojektowane z myślą o efektywności i wygodzie, stanowią niezastąpione narzędzie w codziennych pracach laboratoryjnych.

Pojemność: 300µl

Kolor: bezbarwny

Zestaw zawiera 1000 końcówek w worku foliowym z zamknięciem strunowym

Zastosowanie: - precyzyjne dozowanie próbek biologicznych, - dokładne pipetowanie leków i roztworów medycznych, - przygotowywanie i przenoszenie roztworów chemicznych, - niezbędne narzędzie w eksperymentach wymagających precyzyjnego dozowania.

# Pasuje do

Pipety automatyczne zmiennobjętościowe

Stnowisko do kalibracji pipet