



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,DQ9](http://radwag.com/pl/info,w1,DQ9)

## Końcówki BT 300 $\mu$ l - 1000 szt.

PT-111-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Końcówki do pipet OMNITIP™ BT 300  $\mu$ l to wysokiej jakości akcesoria laboratoryjne przeznaczone do precyzyjnego pipetowania. Zaprojektowane z myślą o efektywności i wygodzie, stanowią niezastąpione narzędzie w codziennych pracach laboratoryjnych.

Pojemność: 300 $\mu$ l

Kolor: bezbarwny

Zestaw zawiera 1000 końcówek w worku foliowym z zamknięciem strunowym

Zastosowanie: - precyzyjne dozowanie próbek biologicznych, - dokładne pipetowanie leków i roztworów medycznych, - przygotowywanie i przenoszenie roztworów chemicznych, - niezbędne narzędzie w eksperymentach wymagających precyzyjnego dozowania.

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pipety automatyczne zmiennobjętościowe

Stnowisko do kalibracji pipet