



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,DQN

Cylindrique, ensemble (1 g - 5 kg), boîte plastique

OK-102-0053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E2 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 11 110 g |
| Valeur nominale | 1 g – 5 kg |
| Nombre | 16 pièces |