



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,DQP

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 50 g), caja de plástico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|-------------------------|------------------|
| Clase OIML | F2 |
| Construcción | |
| Material | Acero inoxidable |
| Masa | 111,11 g |
| Valor nominal | 1 mg - 50 g |
| Número | 20 pieza |

Trabaja con

Pinzas

Cepillos