



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,DQP

Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 111,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg - 50 g |
| Ilość | 20 szt |

Pasuje do

Pincety

Pędzle