



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,DRC

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z oczkiem 2000 kg - opakowanie drewniane

OP-301-0037



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2000 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle