



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,DW8](http://radwag.com/es/info,w1,DW8)

# Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 mg - 500 g), caja de plástico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	1 111,11 g
Valor nominal	1 mg - 500 g
Número	24 pieza

## Trabaja con

Pinzas

Cepillos