



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,DW8](http://radwag.com/pl/info,w1,DW8)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 500 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	1 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 g
Ilość	24 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle