



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,DXV

# Teraziler için Çanta MA X2, MAR Nem Tayin Cihazı

WX-003-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları

545×330×340 mm

## İle uyumlu (Additional Fee)

MA X7.IC.A Nem Tayin Cihazı  
MA 5Y Nem Tayin Cihazı  
MA X2.IC.A Nem Tayin Cihazı  
MA X2.A Nem Tayin Cihazı

MA X7.A Nem Tayin Cihazı  
MA 5Y.IC Nem Tayin Cihazı  
MA R Nem Tayin Cihazı

## Cihaz boyutları

