



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,E4J

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 5 g), caja de plástico

OK-302-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F2
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	6,11 g
Valor nominal	1 mg – 5 g
Número	16 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos