



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,E8Q

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 100 g), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 210 g |
| Nominalwert | 1 g - 100 g |
| Anzahl | 9 St. |

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself