



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,EL5

Szafka 153 przeciwpodmuchowa

WX-002-0051



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne


Wymiar

194x200x191 mm


Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagi PS 5Y do KTP
Waga precyzyjna PS X7
Waga precyzyjna PS 5Y

Waga precyzyjna PS R1
Wagi PS X7 do KTP
Waga precyzyjna PS R2




Wymiary urządzenia S x G x W




[Anti-draft chamber for balances with 128x128 mm weighing pan](#)


[Anti-draft chamber for X2 and R2 precision balances](#)




[Anti-draft chamber for microbalances](#)




[Draft shield for precision balances](#)




[Anti-draft chamber for APP-00-SK mass comparators](#)



[Anti-draft chamber for APP-KO-SK mass comparators](#)



[Anti-draft chamber for WAY-KO mass comparators](#)



[Anti-draft chamber for XA 5Y / XA 5Y.A balances](#)