



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,EWV

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 1 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	2 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 1 kg
Quantity	25 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar