



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,F3B](http://radwag.com/fr/info,w1,F3B)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 10 kg), boîte plastique

OK-202-0071



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	21 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 10 kg
Nombre	29 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux