



Kabel für Powerbank ZR-03/1 und ZR-04/1

WX-013-0244

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,F64



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Länge: 20 cm. Kompatibel mit Waagen der Serien: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY und WPY.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Tunneldetektoren
Plattformwaage C315
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaage AS X2 PLUS
Babywaage C315.D
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Präzisionswaage WLC X7
Wägeterminal PUE CY10

Waagen PS 5Y für FPVO
Präzisionswaage PS R2.H
Präzisionswaage WTC
Präzisionswaage CY10
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Präzisionswaage PS 5Y
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315

Plattformwaage C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Personenwaage C315.O
Präzisionswaage PS X7
Analysenwaage XA 5Y.A
Palettenwaagen C315.4P
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
Analysenwaage AS 5Y

Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Bettenwaage C315.4B
Stuhlwaage C315.K
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Auffahrbettenwaage C315.8B
Thermische Drucker