



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,F64

Cable para powerbank ZR-03/1 y ZR-04/1

WX-013-0244



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Mide 20 cm de largo. Compatible con balanzas de la serie: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY y WPY.

Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
 Báscula multifuncional WPY
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
 Detectores de túnel
 Báscula de plataforma C315
 Balanza de precisión 5Y.PM
 Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
 Balanza analítica AS X7
 Balanza de precisión PS X2
 Balanza analítica AS X2 PLUS
 Balanza para bebés C315.D
 Microbalanza XA 5Y.M.A
 Balanza de precisión WLC
 Balanza de precisión PS R2

Balanzas PS 5Y para CCE
 Balanza de precisión PS R2.H
 Balanza de precisión WTC
 Balanza de precisión CY10
 Báscula Pesapersonas C315.OW
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
 Balanza de precisión WLY
 Balanza de precisión WLC C/2
 Microbalanza MYA 5Y
 Balanza de precisión PS R1
 Balanza analítica XA 5Y
 Balanza analítica AS R2 PLUS
 Terminal de pesaje PUE C32
 Balanza de precisión PS 5Y

Balanza de precisión WLC X7
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula de plataforma C315.4
Balanza de precisión C32.PM
Báscula Pesapersonas C315.0
Balanza de precisión PS X7
Balanza analítica XA 5Y.A
Básculas para paletas C315.4P
Ultra-Microbalanza UYA 5Y
Balanza analítica AS 5Y

Microbalanza XA 5Y.M
Terminal de pesaje PUE C315
Balanza analítica AS R1 PLUS
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
Balanza de cama C315.4B
Bascula de silla C315.K
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S
Balanza de cama con rampa C315.8B
Impresoras de recibos