



Cable para powerbank ZR-03/1 y ZR-04/1

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,F64



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Mide 20 cm de largo. Compatible con balanzas de la serie: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY y WPY.

Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A.P	Balanza analítica AS 5Y
Bascula multifuncionale WPY	Balanza de precisión PS R2.H
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P	Balanza de precisión WTC
Detectores de túnel	Balanza de precisión CY10
Bascula de plataforma C315	Báscula Pesapersonas C315.0W
Balanza de precisión 5Y.PM	Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F	Balanza de precisión WLY
Balanza analítica AS X7	Balanza de precisión WLC C/2
Balanza de precisión PS X2	Microbalanza MYA 5Y
Balanza analítica AS X2 PLUS	Balanza de precisión PS R1
Balanza para bebes C315.D	Balanza analítica XA 5Y
Microbalanza XA 5Y.M.A	Balanza analítica AS R2 PLUS
Balanza de precisión WLC	Terminal de pesaje PUE C32
Balanza de precisión PS R2	Balanza de precisión PS 5Y

Balanza de precisión WLC X7
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula de plataforma C315.4
Balanza de precisión C32.PM
Báscula Pesapersonas C315.0
Balanza de precisión PS X7
Balanza analítica XA 5Y.A
Básculas para paletas C315.4P
Ultra-Microbalanza UYA 5Y
Powerbanks

Analizador de Humedad
PMV 5Y
Microbalanza XA 5Y.M
Terminal de pesaje PUE C315
Balanzas analíticas AS R1 PLUS
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
Balanza de cama C315.4B
Bascula de silla C315.K
Microbalanza XA 5Y.M.A.S
Balanza de cama con rampa C315.8B
Impresoras de recibos