



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,F64

Câble pour le powerbank ZR-03/1 et ZR-04/1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Il mesure 20 cm de long. Il est compatible avec les balances de série: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY et WPY.

Compatible avec

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Balance multifonctionnelle WPY
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
 Détecteurs de cavités à tunnel
 Balance étanche de rampe C315
 Balance de précision 5Y.PM
 Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
 Balance analytique AS X7
 Balance de précision PS X2
 Balance analytique AS X2 PLUS
 Balance pèse-bébé C315.D
 Microbalance XA 5Y.M.A
 Balance de précision WLC
 Balance de précision PS R2

Balances PS 5Y pour CPP
 Balance de précision PS R2.H
 Balance de précision WTC
 Balance de précision CY10
 Balance pèse-personne C315.OW
 Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
 Balance de précision WLY
 Balance de précision WLC C/2
 Microbalance MYA 5Y
 Balance de précision PS R1
 Balance analytique XA 5Y
 Balance analytique AS R2 PLUS
 Terminal de pesage PUE C32
 Balance de précision PS 5Y

Balance de précision WLC X7
Terminal de pesage PUE CY10
Balance étanche de rampe C315.4
Balance de précision C32.PM
Balance pèse-personne C315.O
Balance de précision PS X7
Balance analytique XA 5Y.A
Pèse-Palette C315.4P
Ultra-Microbalance UYA 5Y
Balance analytique AS 5Y

Microbalance XA 5Y.M
Terminal de pesage PUE C315
Balance analytique AS R1 PLUS
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
Balance lits C315.4B
Chaise Balance C315.K
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S
Balance lits à rampes C315.8B
Imprimante de tickets de caisse