



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,F64](http://radwag.com/fr/info,w1,F64)

# Câble pour le powerbank ZR-03/1 et ZR-04/1

WX-013-0244



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Il mesure 20 cm de long. Il est compatible avec les balances de série: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY et WPY.

## Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
 Balance multifonctionnelle WPY  
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P  
 Détecteurs de cavités à tunnel  
 Balance étanche de rampe C315  
 Balance de précision 5Y.PM  
 Microbalance pour filtres MYA 5Y.F  
 Balance analytique AS X7  
 Balance de précision PS X2  
 Balance analytique AS X2 PLUS  
 Balance pèse-bébé C315.D  
 Microbalance XA 5Y.M.A  
 Balance de précision WLC

Balances PS 5Y pour CPP  
 Balance de précision PS R2.H  
 Balance de précision WTC  
 Balance de précision CY10  
 Balance pèse-personne C315.OW  
 Balance analytique pour filtres XA 5Y.F  
 Balance de précision WLY  
 Balance de précision WLC C/2  
 Microbalance MYA 5Y  
 Balance de précision PS R1  
 Balance analytique XA 5Y  
 Balance analytique AS R2 PLUS  
 Terminal de pesage PUE C32

Balance de précision PS R2  
Balance de précision WLC X7  
Terminal de pesage PUE CY10  
Balance étanche de rampe C315.4  
Balance de précision C32.PM  
Balance pèse-personne C315.0  
Balance de précision PS X7  
Balance analytique XA 5Y.A  
Pèse-Palette C315.4P  
Ultra-Microbalance UYA 5Y  
Balance analytique AS 5Y

Balance de précision PS 5Y  
Microbalance XA 5Y.M  
Terminal de pesage PUE C315  
Balance analytique AS R1 PLUS  
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F  
Balance lits C315.4B  
Chaise Balance C315.K  
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S  
Balance lits à rampes C315.8B  
Imprimante de tickets de caisse