



Przewód do powerbanka ZR-03/1 i ZR-04/1



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Ma długość 20 cm. Pasuje do wag serii: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY iWPY.

Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Detektory tunelowe
Waga platformowa C315
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Waga analityczna AS X2 PLUS
Waga niemowlęca C315.D
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Waga precyzyjna WLC X7
Terminal wagowy PUE CY10

Powerbanki
Waga analityczna AS 5Y
Waga precyzyjna PS R2.H
Waga precyzyjna WTC
Waga precyzyjna CY10
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Waga precyzyjna PS 5Y
Mikrowaga XA 5Y.M

Waga platformowa C315.4
Waga precyzyjna C32.PM
Waga osobowa C315.O
Waga precyzyjna PS X7
Waga analityczna XA 5Y.A
Wagi paletowe C315.4P
Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Terminal wagowy PUE C315
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Waga krzeselkowa C315.K
Mikrowaga XA 5Y.M.A.S do ważenia stentów
Waga łózkowa najazdowa C315.8B
Drukarki paragonowe