



## Przewód do powerbanka ZR-03/1 i ZR-04/1

WX-013-0244

More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,F64](http://radwag.com/pl/info,w1,F64)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Ma długość 20 cm. Pasuje do wag serii: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY iWPY.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Detektory tunelowe  
Waga platformowa C315  
Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Waga analityczna AS X2 PLUS  
Waga niemowlęca C315.D  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna PS R2  
Waga precyzyjna WLC X7  
Terminal wagowy PUE CY10

Waga analityczna AS 5Y  
Wagi PS 5Y do KTP  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Waga precyzyjna WTC  
Waga precyzyjna CY10  
Waga osobowa C315.OW  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Waga precyzyjna WLC C/2  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE C32  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Mikrowaga XA 5Y.M

Waga platformowa C315.4  
Waga precyzyjna C32.PM  
Waga osobowa C315.O  
Waga precyzyjna PS X7  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Wagi paletowe C315.4P  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Terminal wagowy PUE C315  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga łózkowa C315.4B  
Waga krzeselkowa C315.K  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Waga łózkowa najazdowa C315.8B  
Drukarki paragonowe