



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,FBE](http://radwag.com/pl/info,w1,FBE)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 2 kg), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 6 111,11 g      |
| Wartość nominalna       | 1 mg - 2 kg     |
| Ilość                   | 27 szt          |

### Pasuje do

Pincety

Pędzle