



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,FC9](http://radwag.com/de/info,w1,FC9)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 10 kg), Holz-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	21 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 10 kg
Anzahl	29 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself