



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,FC9

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 10 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 21 111,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg – 10 kg |
| Ilość | 29 szt |

Pasuje do

Pincety

Pędzle