



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,FGL](http://radwag.com/fr/info,w1,FGL)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 2 kg), boîte plastique

OK-202-0059



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6 110 g
Valeur nominale	1 g – 2 kg
Nombre	15 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux