



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,FLF

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 500 g), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 1 110 g

Wartość nominalna 1 g - 500 g

Ilość 12 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle