



Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 10 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 21 110 g

Wartość nominalna 1 g - 10 kg

Ilość 17 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle