



## Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 10 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 21 110 g

Wartość nominalna 1 g – 10 kg

Ilość 17 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle