



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,F07

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 10 kg), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	21 110 g
Nominal değer	1 g – 10 kg
Quantity	17 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar