



More information on the website  
radwag.com/fr/info,w1,FOT

## HUB USB 3.0

WX-015-0286



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Le HUB est alimenté par le bus USB et ne nécessite pas d'installation de pilote. Connectez simplement le câble USB au dispositif et à l'ordinateur et commencez immédiatement à travailler. Le HUB dispose d'une protection intégrée contre les surtensions en cas de court-circuit sur les périphériques. Le hub dispose de 4 ports USB 3.0 Plug & Play. Grâce à eux, il est possible de connecter un nombre suffisant d'appareils nécessaires au HUB. Les ports USB 3.0 sont particulièrement importants pour obtenir un transfert de données optimal à partir de clés USB 3.0.



### Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
Balance multifonctionnelle WPY  
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P  
Dessiccateur MA 5Y  
Balance de précision 5Y.PM  
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F

Balance analytique XA 5Y.A  
Dessiccateur MA 5Y.IC  
Balance analytique AS 5Y  
Balances PS 5Y pour CPP  
Balance de précision CY10  
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F

Balances WLY pour CPP  
Microbalance XA 5Y.M.A  
Balances CY10 pour CPP  
Terminal de pesage PUE CY10  
Balance multifonctionnelle CY10  
Balance à haute résolution PUE 7.1.HRP  
Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes  
Balances WPY pour CPP

Balance de précision WLY  
Microbalance MYA 5Y  
Balance analytique XA 5Y  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Balance de précision PS 5Y  
Microbalance XA 5Y.M  
Balance étanche de rampe H315 H  
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S