



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,FQ1](http://radwag.com/pl/info,w1,FQ1)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 2 kg

OP-303-0056



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle